



por



DMV Magic Touch™

Para lentes de contacto rígidas e permeáveis aos gases

Utilização prevista

Este dispositivo foi concebido para introduzir e remover lentes de contacto rígidas e permeáveis aos gases.

Instruções de utilização

Antes de utilizar pela primeira vez, limpe o dispositivo com álcool isopropílico a 70% e deixe secar ao ar.

Remoção – Humedeca a ventosa. Aperte firmemente o meio da pega. Assegure-se de que a lente de contacto está centrada no olho. Utilizando um espelho, alinhe a ventosa à frente da lente e toque com a ventosa no centro da lente. Mantenha a pega bem apertada para criar sucção. Remova a lente de contacto diretamente do olho. Após a remoção, deixe de apertar a pega para fazer deslizar a lente para fora da ventosa.

Introdução – Coloque a lente de contacto humedecida na ventosa. A lente humedecida irá aderir nessa posição. **NÃO** aperte a pega. Coloque a lente de contacto diretamente no olho.

Siga as instruções do seu especialista em lentes de contacto/ocular.

Limpeza

De cada vez que utiliza o DMV Magic Touch, limpe-o com álcool isopropílico a 70% e deixe secar ao ar. Depois de estar seco, armazene o dispositivo na respetiva caixa. **Mantenha o canal de ar livre de detritos.** Planeie a respetiva substituição a cada seis meses.

Precaução: Se o DMV Magic Touch ficar acidentalmente preso no olho, liberte a pega e o dispositivo sairá do olho. Este dispositivo não se fixará no olho.

Cuidado: Mantenha este produto afastado de líquidos como creme para as mãos, gel para o cabelo, removedor de verniz de unhas e agentes oxidantes fortes..

Cuidado: Perigo de asfixia. Mantenha este e todos os outros dispositivos médicos fora do alcance das crianças pequenas. Não se recomenda a utilização deste produto em caso de doença ou lesão ocular. Em caso de irritação ocular, perturbação involuntária **da vista ou dor, consulte o seu especialista ocular.**

Cuidado: Embora não haja evidências de alergias com este produto, o produto contém borracha natural seca. Não contém látex líquido, que é um alérgico conhecido.

NÃO utilize o DMV Magic Touch para lentes de contacto HIDRÓFILAS ou híbridas.

Se lhe tiver ocorrido qualquer incidente grave em relação a este dispositivo, notifique o fabricante. Caso resida na UE, notifique a autoridade competente do Estado-Membro onde vive sobre o incidente.

Este produto permite que as pessoas que usam lentes de contacto as introduzam e/ou removam para as utilizarem de acordo com a finalidade prevista. Portanto, considera-se que este produto é um dispositivo médico.

Eliminação de resíduos

A DMV Corporation recomenda que os produtos DMV utilizados sejam eliminados em conformidade com os regulamentos locais em vigor no momento da eliminação.



Este produto é um dispositivo médico.



Proteger da luz solar direta.



Importador



Não armazenar a uma temperatura superior a 105 °C / 220°F



Doente único — utilização múltipla



Fabricante



Ler as instruções de utilização.
dmvcorp.com



Data de fabrico



País de fabricação



Representante autorizado



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

