



hrv



DMV Magic Touch™

Za tvrde i plinopropusne kontaktne leće

Namjena

Ovo pomagalo namijenjeno je za umetanje i uklanjanje tvrdih i plinopropusnih kontaktnih leća.

Upute za uporabu



Prije prvog korištenja očistite pomagalo 70 %-tnim izopropilnim alkoholom i ostavite da se osuši.

Uklanjanje – Navlažite sukcijnsku čašicu. Čvrsto stisnite sredinu drške. Provjerite da je kontaktna leća u oku smještena centralno. Uz pomoć zrcala postavite sukcijnsku čašicu paralelno s prednjom stranom leće i njome dotaknite središte leće. Čvrstim stiskom ručke načinite negativni tlak (sukciju) Odvojite kontaktnu leću izravno iz oka. Nakon uklanjanja leće, otpustite stisak na drški kako bi leća skliznula sa sukcijnske čašice.

Umetanje – Postavite navlaženu kontaktnu leću na sukcijnsku čašicu. Vlažna leća će se priljubiti na tom mjestu. **NEMOJTE** stiskati ručku. Umetnite kontaktnu leću izravno u oko.

Slijedite upute svoga optičara/oftalmologa.

Čišćenje

svakiput nakon uporabe pomagalo DMV Magic Touch očistite 70 %-tnim izopropilnim alkoholom i ostavite ga da se osuši. Nakon sušenja pomagalo spremite u njegovu kutiju. Pazite da u zračnom kanalu ne bude ostataka nečistoća. Planirajte ga zamijeniti svakih šest mjeseci.



Mjere opreza: Ako se pomagalo DMV Magic Touch slučajno zaljepi za oko, otpustite pritisak na dršci i odvojite ga od oka. Ovo se pomagalo neće zaljepiti za oko.



Oprez: Ovaj proizvod nemojte držati u blizini tekućina kao što su krema za ruke, gel za kosu, sredstvo za uklanjanje laka za nokte i jako oksidirajućih sredstava.



Oprez: Opasnost od gušenja. Držite ovo pomagalo i sve druge medicinske naprave izvan dosega male djece. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu kod bolesnih ili ozlijeđenih očiju. Ako iskusite nadražaj oka, neuobičajeno oslabljen vid ili bol, obratite se oftalmologu.



Oprez: Premda s primjenom ovog proizvoda nisu zabilježene alergije, **proizvod sadrži suhu prirodnu gumu. Ne sadrži poznati alergen tekući lateks.**



DMV Magic Touch NEMOJTE upotrebljavati za MEKE ili hibridne kontaktne leće.

Ako Vam se svezi primjene ovog proizvoda dogodi ikakav ozbiljni događaj, prijavite to proizvođaču. Ako živite u EU događaj prijavite kompetentnim tijelima u zemlji članici u kojoj ste nastanjeni.

Ovaj proizvod omogućuje nosiocima kontaktnih leća umetanje i uklanjanje kontaktnih leća tako da se upotrebljava u skladu s namjenom. Stoga se ovaj proizvod smatra medicinskim proizvodom.

Zbrinjavanje otpada

Korporacija DMV preporučuje zbrinjavanje iskorištenih DMV proizvoda u skladu s lokalnim propisima važećima u trenutku zbrinjavanja.



Ovo je medicinski proizvod.



Zaštićeno od izravnog sunčevog svjetla



Uvoznik



Ne čuvati na temperaturi iznad 105 °C/220°F



Za jednog pacijenta - višekratna uporaba



Proizvajalec



Pročitajte upute za uporabu dmvcorp.com



Datum proizvodnje



Država proizvajalca



Ovlašteni predstavnik



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Ergemo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Ergemo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

