



fra



DMV Magic Touch™

Pour insérer et retirer les lentilles rigides perméables aux gaz

But de l'utilisation

Le DMV Magic Touch convient pour insérer et retirer des lentilles de contact dures et perméables aux gaz.

Mode d'emploi

Avant d'utiliser le DMV Magic Touch s pour la première fois, nettoyez-le avec de l'alcool isopropylique à 70% et laissez-le écher à l'air.

RETIRER – Humidifiez la ventouse avec saline. Pressez fermement le milieu de la poignée. Assurez-vous que la lentille de contact est centrée sur l'œil. Alignez la ventouse devant la lentille et touchez-la au centre de la lentille à l'aide d'un miroir. Tenez fermement la poignée pour créer un succion. Retirez la lentille de contact directement de l'œil. Après l'avoir retirée, relâchez la poignée pour faire glisser la lentille hors de la ventouse.

INSERTION – Placez la lentille de contact humide sur la ventouse. La lentille humide adhèrera dans cette position. NE PAS presser la poignée. Placez la lentille de contact directement sur l'œil.

Suivez les instructions de votre spécialiste des lentilles de contact / professionnel de la vue.

Nettoyage

Après chaque utilisation, nettoyer le DMV Magic Touch avec de l'alcool isopropylique à 70% et le laisser sécher à l'air libre. **Gardez le canal d'air exempt de débris.** Rangez l'appareil dans son étui après l'avoir séché. Prévoyez de le remplacer après 6 mois.



Précaution: Si la DMV Magic Touch s'attache accidentellement à l'œil, relâchez la poignée et elle tombera de l'œil. Ce dispositif ne collera pas à l'œil.



Considération: Tenir le DMV Magic Touch éloigné de la crème pour les mains, du gel capillaire, du dissolvant pour vernis à ongles et des agents oxydants puissants.



Considération: Risque d'étouffement pour les jeunes enfants. Garder ce produit et tous les autres instruments médicaux hors de portée des jeunes enfants. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit pour les yeux malades ou blessés. Si vous avez un œil rouge, si vous avez le mauvais œil ou si vous ressentez une douleur, consultez votre spécialiste en lentilles de contact ou un ophtalmologiste.



Considération: Bien qu'il n'y ait aucune indication d'allergie, DMV Corporation vous rend attentif au fait que ce **produit est fait de caoutchouc naturel sec.** Cependant, **le matériau ne contient pas de latex liquide** connu sous le nom d'allergène.



N'utilisez pas DMV Magic Touch pour les lentilles de contact souples ou hybrides.

Si un incident grave vous concernant est survenu avec cet appareil, signalez-le au fabricant. Si vous résidez dans l'UE, signalez l'incident à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel vous êtes établi.

Ce produit permet aux porteurs de lentilles de contact d'insérer et / ou de retirer leurs lentilles de contact afin de les utiliser conformément à leur destination. Par conséquent, il est considéré comme un dispositif médical.

Élimination des déchets

DMV Corporation recommande d'éliminer les produits DMV usagés conformément aux réglementations locales en vigueur au moment de l'élimination.



Dispositif médical



Protéger du soleil direct



Importateur



Ne pas conserver plus chaud que 105° C / 220° F



Un seul patient – à usage multiple



Fabricant



Suivez les instructions d'utilisation dmvcorp.com



Date de fabrication



Pays de fabrication



Représentant autorisé



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

