



gre



DMV Magic Touch™

Για σκληρούς και αεροδιαπερατούς φακούς επαφής

Ενδεικνυόμενη χρήση

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για την τοποθέτηση και την αφαίρεση σκληρών και αεροδιαπερατούς φακών επαφής.

Οδηγίες χρήσης

Πριν από την πρώτη χρήση, καθαρίστε τον εφαρμοστή με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη και αφήστε τον να στεγνώσει φυσικά.

Αφαίρεση – γράνετε τη βεντούζα. Σφίξτε σταθερά το μέσον της λαβής. Βεβαιωθείτε ότι ο φακός επαφής έχει κεντραριστεί στο μάτι. Ευθυγραμμίστε τη βεντούζα μπροστά στον φακό και ακουμπήστε τη στο κέντρο του φακού χρησιμοποιώντας έναν καθρέφτη. Κρατήστε σφιχτά τη λαβή για να δημιουργηθεί αναρρόφηση. Αφαιρέστε τον φακό επαφής απευθείας από το μάτι. Μετά την αφαίρεση, απελευθερώστε τη λαβή για να απομακρύνετε τον φακό από τη βεντούζα.

Εισαγωγή – Τοποθετήστε τον υγρό φακό επαφής στη βεντούζα. Ο υγρός φακός θα προσκολληθεί σε αυτήν τη θέση. ΜΗ σφίγγετε τη λαβή. Τοποθετήστε τον φακό επαφής απευθείας στο μάτι.

Ακολουθήστε τις οδηγίες του υπεύθυνου εφαρμογής των φακών επαφής/του οφθαλμιάτρου σας.

Καθαρισμός

Μετά από κάθε χρήση του εφαρμοστή DMV Magic Touch, καθαρίζετε τον με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη και αφήνετέ τον να στεγνώσει φυσικά. Φυλάσσετε τον εφαρμοστή στη θήκη του αφού στεγνώσει. **Διασφαλίστε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα στον δίαυλο αέρα.** Φροντίστε να τον αντικαθιστάτε κάθε έξι μήνες.



Προφύλαξη: Αν ο εφαρμοστής DMV Magic Touch προσκολληθεί κατά λάθος στο μάτι, αφήστε τη λαβή και ο εφαρμοστής θα πέσει από το μάτι. Ο εφαρμοστής αυτός δεν προσκολλάται στο μάτι.



Προσοχή: Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από υγρά, όπως κρέμα χεριών, τζελ μαλλιών, υγρό αφαίρεσης βερνικιού νυχιών και ισχυρά οξειδωτικά.



Προσοχή: Κίνδυνος πνιγμού. Κρατήστε αυτό και κάθε άλλο ιατροτεχνολογικό προϊόν μακριά από παιδιά. Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση σε νυσούνη ή τραυματισμένα μάτια. Αν εμφανίσετε οφθαλμικό ερεθισμό, ασυνήθιστη οπτική διαταραχή ή πόνο, συμβουλευτείτε τον οφθαλμιάτρό σας.



Προσοχή: Αν και δεν υπάρχουν στοιχεία πρόκλησης αλλεργίας από αυτό το προϊόν, **το προϊόν περιέχει ξηρό φυσικό ελαστικό. Δεν περιέχει υγρό λάτεξ,** που αποτελεί γνωστό αλλεργιογόνο.



ΜΗ χρησιμοποιείτε τον εφαρμοστή DMV Magic Touch για ΜΑΛΑΚΟΥΣ ή υβριδικούς φακούς επαφής.

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο σοβαρό συμβάν σε σχέση με αυτό το προϊόν, αναφέρετέ το στον κατασκευαστή. Αν κατοικείτε στην ΕΕ, αναφέρετε το συμβάν στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είστε εγκατεστημένος(η).

Αυτό το προϊόν δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες φακών επαφής να τοποθετούν ή/και να αφαιρούν τους φακούς επαφής τους ώστε να τους χρησιμοποιούν όπως ενδεικνύεται. Ως εκ τούτου, θεωρείται ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Διάθεση αποβλήτων

Η DMV Corporation συνιστά τα χρησιμοποιημένα προϊόντα της DMV να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς που ισχύουν κατά τον χρόνο απόρριψης.



Το παρόν αποτελεί ιατροτεχνολογικό προϊόν



Προστατεύετε από το άμεσο ηλιακό φως



Εισαγωγέας



Μην το φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 105 °C/220°F



Για πολλαπλή χρήση σε ένα μόνο ασθενή



Κατασκευαστής



Διαβάζετε τις οδηγίες χρήσης dmvcorp.com



Ημερομηνία κατασκευής



Χώρα παραγωγής



Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Amhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

