



mlt

DMV Ultra™ / DMV 45™

Għal Lentijiet tal-Kuntatt Ibsin u li Jgħaddi l-Gass Minnhom

Užu Intenżjonat

DMV Ultra u DMV 45 huma t-tnejn iddissinjati għal biex wieħed idaħħal u jneħhi lentijiet tal-kuntatt Ibsin u li Jgħaddi l-Gass Minnhom. DMV Ultra għandu jinżamm fpożizzjoni vertikali u DMV 45 għandu jinżamm f'angolu.

Istruzzjonijiet ghall-užu



Qabel ma tuaż għall-ejjew darba, naddaf it-tagħmir b'70% isopropyl alcohol u ħallieh jinxef b'mod naturali.

Tnejha - Xarrab kemxjejt it-tazza tal-ġibid tal-arja ta' DMV Ultra / DMV 45 u mexxiha lejn l-ghajnej. Kun żgur li l-lenti tal-kuntatt hija cċentra fuq l-ghajnej. Allin ja t-tazza tal-ġibid tal-arja quddiem il-lenti u missha maċ-ċentru tal-lenti billi tuża mera. Aqla' l-lenti tal-kuntatt direttament mill-ghajnej. Wara li tneħħiha, għaddi l-lenti tal-kuntatt b'attenzjoni minn mal-ġenb minn got-tazza tal-ġibid tal-arja.

Inserżjoni - Poġġi l-lenti tal-kuntatt imxarrba fuq il-hofra żgħira u mhux profonda fit-tarf dejjaq tal-manku. Il-lenti mxarrba se teħel f'din il-pożizzjoni. Miss il-lenti mal-ġajnej.

Segwi l-istruzzjonijiet tal-fitter tal-lenti tal-kuntatt tiegħek/tal-professionista tal-kura tal-ghajnejn tiegħek.

Tindif

Kull darba wara li tuża DMV Ultra / DMV 45 naddfu b'70% isopropyl alcohol u ħallieh jinxef b'mod naturali. Ahżej it-tagħmir fil-kaxxa tiegħu wara li jinxef. Ippjana li tisstisitwixxieħ darba kull sitt xħar.



Prekawżjoni: Jekk it-tagħmir jeħel aċċidentalment mal-ġajnej, mexxieħ lejn ir-rokna tal-ġajnej u neħħieħ billi ddawwar.



Attenzjoni: Jekk jogħibok żomm dan il-prodott 'il bogħod mil-likwidji bħal krema tal-idejn, ġells tax-xagħar, likwidu għat-tnejha tal-verniċi tad-dwiefer u sustanzi ossidanti qawwija.



Attenzjoni: Periklu ta' fgar. Żomm dan u l-apparati medici kollha 'l bogħod minn ifal żgħar. Dan il-prodott mhux rakkommandat biex jintuża ma' għajnejn li għandhom xi mard jew hsara. Jekk tesperjenza irritazzjoni fl-ġajnejn, indeboliment jew uġi fil-vista mhux tas-soltu, ikkonsulta lill-professionista tal-kura tal-ġajnejn tiegħek.



Attenzjoni: Għalkemm m'hemm l-ebda evidenza ta' problemi ta' allerġija b'dan il-prodott, **fiċċa għomma naturali xotta. Ma fiċċa latex likwidu,** allerġen magħruf.



TUŻAX DMV Ultra / DMV 45 għal lentijiet tal-kuntatt ROTOB jew Ibridi.

Jekk kellek kwalunkwe inċident serju b'rabta ma' dan it-tagħmir, irrapportah lill-manifattur. Jekk inti residenti fl-UE, irrapporta l-inċident lill-awtorità kompetenti tal-istat Membru li inti stabbilit fi.

Dan il-prodott jippermetti lil persuni li jiġi l-lentijiet tal-kuntatt biex idaħħlu u/jew ineħħu l-lentijiet tal-kuntatt tagħiġhom sabiex jużawhom skont l-iskop intenzjonat. Għalhekk dan il-prodott huwa apparat mediku.

Rimi ta' Skart

DMV Corporation tirrakkomanda li l-prodotti DMV użati jintremew skont ir-regolamenti lokali li jkunu fis-seħħ fil-mument tar-rimi.



Dan il-prodott huwa apparat mediku



Taħżinx f'temperatura oħla minn 105 °C/220 °F



Aqra l-ISTRUZZJONIET ghall-Užu
dmvcorp.com



Rappreżentant Awtorizzat



Ipprotegi mix-xemx direkti



Pazjent wieħed - užu multiplu



Data tal-Manifattura



Importatur



Manifattur



Paijjiz tal-Manifattura



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

