



hun

DMV Ultra™ / DMV 45™

## Kemény és gázáteresztő kontaktlencsékhez

## Alkalmazási terület

A DMV Ultra és a DMV 45 kemény és gázáteresztő kontaktlencsék behelyezésére és eltávolítására szolgál. A DMV Ultra-t függőlegesen, míg a DMV 45-öt szögben kell tartani.

## Használati utasítás

 Az első használat előtt tisztítsa meg az eszközt 70%-os izopropil-alkohollal, és hagyja levegőn megszáradni.

**Eltávolítás** – Nedvesítse meg a DMV Ultra / DMV 45 tapadókorongját, és vezesse azt a szemhez. Ügyeljen arra, hogy a kontaktlencse a szem közepén legyen. Igazítsa a tapadókorongot a lencse elé, és egy tűkőr segítségével érintse a lencse közepéhez. Vegye le a kontaktlencsét a szemről. Eltávolítás után óvatosan csúsztassa oldalra a kontaktlencsét a tapadókorongról.

**Behelyezés** – Helyezze a nedves kontaktlencsét a fogantyú keskenyebb végén lévő kis vájatba. A nedves lencse ebben a helyzetben tapad. Érintse szeméhez a lencsét.


Kövessené kontaktológusa vagy szemorvosa utasításait.


## Tisztítás

A DMV Ultra / DMV 45 eszközt használat után tisztítsa meg 70%-os izopropil-alkohollal, és hagyja levegőn megszáradni. Az eszközt a tokjában tárolja, miután megszáradt. Félévente cserélje az eszközt.

 **Elővigyázatosság:** Ha az eszköz véletlenül a szemhez tapadna, csúsztassa azt a szem sarkába, és forgassa el, majd távolítsa el.

 **Figyelem:** Tartsa távol a terméket olyan folyadékoktól, mint például a kézkrem, hajszelé, körömlakk lemosó, valamint az erős oxidálószerektől.

 **Figyelem: Fulladásveszély.** Ezt és minden más orvostechnikai eszközt gyermekektől távol kell tartani. A termék használata nem ajánlott beteg vagy sérült szemén. Ha szemirritációt, szokatlan látászavart vagy fájdalmat tapasztal, forduljon szemorvoshoz.

 **Figyelem:** Bár a termék allergizáló hatására vonatkozó bizonyítékok nem állnak rendelkezésre, **a termék száraz természetes gumit tartalmaz. Nem tartalmaz folyékony latexet**, mely ismert allergén.

 **NE használja a DMV Ultra / DMV 45 szoftvert lágy vagy hibrid kontaktlencséhez.**

Ha az eszközzel kapcsolatban bármilyen súlyos esemény történt, jelentse azt a gyártónak. Ha Ön az EU-ban él, jelentse az esetet azon tagállam illetékes hatóságának, ahol a tartózkodási helye van.

Ez a termék lehetővé teszi a kontaktlencse viselőinek, hogy a kívánt célnak megfelelően helyezték be és/vagy távolítsák el kontaktlencséiket. Ezért ez a termék orvostechnikai eszköznek minősül.

## Hulladékok ártalmatlanítása

A DMV Corporation azt javasolja, hogy az elhasznált DMV-termékek ártalmatlanítását az akkor éppen hatályos helyi szabályozások szerint végezzék.



Ez a termék orvostechnikai eszköz.



Óvja a közvetlen napsugárzástól.



Importőr



Ne tárolja az eszközt 105 °C-nál melegebb helyen.



Egy beteg – többszöri használat



Gyártó



Olvassa el a használati útmutatót. [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)



Gyártás időpontja



A gyártó ország



Meghatalmazott képviselője



EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland



UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA

