



DMV CLASSIC™

Koville ja RGP-piilolinssille

Käyttötarkoitus

Tämä laite on suunniteltu kovien sekä RGP- eli GP-piilolinssien asettamiseen ja poistamiseen.

Käyttöohjeet

Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla ja anna ilmakeiua.

Poistaminen – Kostuta imukuppi. Varmista, että piilolinssi on keskellä silmää. Purista DMV Classicin kädensijaa ja ohjaa laite piilolinssin keskelle. Kosketa piilolinssin etuosaa imukupilla samalla, kun katsot peiliä. Kun DMV Classic koskettaa piilolinssiä, vähennä hieman kädensijan puristuspainetta, jotta DMV Classic tarttuu linssiin. Ota piilolinssi välittömästi pois silmästä. Silmästä poistamisen jälkeen purista kädensijaa uudestaan, niin että imu lakkaa, ja poista linssi imukupista.

Asettaminen – Aseta märkä piilolinssi imukuppiin puristamatta kädensijaa. Märkä linssi tarttuu kuppiin. ÄLÄ purista kädensijaa asettaessasi linssiä silmään. Aseta piilolinssi välittömästi silmään.

Noudata piilolinssioptikoitaksi saamiasi ohjeita.

Puhdistus

Puhdista DMV Classic jokaisen käyttökerran jälkeen 70-prosenttisellä isopropyylialkoholilla ja anna sen ilmakeiua. Kun laite on kuivunut, säilytä sitä kotelossaan.

Pida ilmakeinava puhtaana jätemateriaalista. Vaihda se uuteen kuuden kuukauden välein.

Huomioitavaa: Jos DMV Classic jää tahattomasti kiinni silmään, purista kädensijaa niin että imu lakkaa, ja poista piilolinssi silmästä.

Huomio: Älä päästä tätä tuotetta kosketuksiin erilaisten nesteiden, kuten käsivoiteiden, hiusgeelien, kynsilakan poistoaineiden ja voimakkaasti hapettavien aineiden kanssa.

Huomio: Tukeutumisvaara. Pidä tämä laite ja muut lääkinälliset laitteet pois pienten lasten ulottuvilta. Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi silmiin, joissa on jokin sairaus tai vamma. Jos havaitset silmissäsi ärsytystä, epätavallista näön heikkenemistä tai kipua, ota yhteys optikkoon tai silmälääkäriin.

Huomio: Vaikka tämän tuotteen käytön yhteydessä ei ole todettu allergioita, **se sisältää kuitenkin kuivava luonnonkumia. Se ei sisällä nestemäistä lateksia,** joka on tunnettu allergeeni.

DMV Classic-tuotetta EI SAA käyttää PEHMEIDEN piilolinssien tai hybridipiilolinssien käsittelyyn.

Jos tämän laitteen käytössä on ilmennyt jokin vakava tapahtuma, ilmoita siitä valmistajalle. Jos asut jossakin EU:hun kuuluvassa maassa, ilmoita tapahtumasta asuinmaasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tämän tuotteen avulla piilolinssien käyttäjät voivat asettaa ja/tai poistaa piilolinssit siten, että he voivat käyttää linsskejä niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Tämän vuoksi tuote kuuluu lääkinällisiin laitteisiin.

Jätteen hävittäminen

DMV Corporation suosittelee käytettyjen DMV-tuotteiden hävittämistä hävittämishetkellä voimassa olevien paikallisten säännösten mukaan.

Tämä tuote on lääkinällinen laite

Ei saa säilyttää yli 105 °C:n lämpötilassa.
105°C
220°F

Lue käyttöohjeet
dmvcorp.com

Pidä poissa suorasta auringonvalosta

Henkilökohtainen - kestopäiväkirja

Valmistuspäivämäärä.

Maahantuojaja

Valmistaja

Valmistusmaa

Valtuutettu edustaja

EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortseidijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland

UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

