



DMV CLASSIC™

За твърди и газопропускливи контактни лещи

оказана употреба

Това изделие е предназначено за поставяне и отстраняване на твърди и газопропускливи контактни лещи.

Инструкции за употреба

Преди първа употреба почистете изделието с 70% изопропилов алкохол и оставете да изсъхне.

Отстраняване – Навлажнете сукционната чашка. Уверете се, че контактната леща е центрирана спрямо окото. Стиснете държача на Classic и го приближете към центъра на контактната леща.

Използвайте вендузата, за да докоснете повърхността на контактната леща, докато гледате в огледалото. Когато Classic вече се допира до лещата, освободете леко натиска върху държача, за да може Classic да залепне към лещата. Вземете контактната леща директно от окото. След като отстраните лещата, стиснете отново държача, за да освободите сукцията и да свалите лещата от сукционната чашка.

Поставяне – Поставете навлажнената контактна леща върху чашката, без да стискате държача. Навлажнената леща ще залепне към чашката. НЕ стискайте държача, докато поставяте лещата. Поставете контактната леща директно върху окото.

Следвайте указанията на Вашия специалист за контактни лещи/очен лекар.

Почистване

След всяка употреба на DMV Classic, почистете изделието с 70% изопропилов алкохол и оставете да изсъхне. След изсушаване, съхранявайте изделието в кутийката му. **Кухото каналче трябва да се пази чисто от частици.** Изделието трябва да се заменя на всеки шест месеца.

Предпазни мерки: Предпазни мерки: Ако DMV Classic случайно се захване за окото, стиснете дръжката, за да спрете сукцията и го отстранете от окото.

Внимание: Моля, дръжте този продукт далеч от течни субстанции като крем за ръце, гел за коса, лакочистител и силни окисляващи средства.

Внимание: Опасност от задавяне. Това и всички други медицински изделия трябва да се съхраняват на място, недостъпно за деца. Този продукт не се препоръчва за употреба при заболяване или нараняване на очите. Ако изпитате дразнене в окото, зрително нарушение или болка, консултирайте се с Вашия очен лекар.

Внимание: Въпреки че няма доказателство за алергични проблеми при употребата на този продукт, той съдържа сух естествен каучук. Продуктът не съдържа течен латекс, който е известен алерген.

НЕ използвайте DMV Classic за МЕКИ или хибридни контактни лещи.

Ако възникне сериозен за Вас инцидент, свързан с употребата на това изделие, съобщете за това на производителя. Ако живеете в ЕС, съобщете за инцидента на компетентните органи в страната членка, в която се намирате.

Този продукт служи като помощно средство за хора, които носят контактни лещи да поставят и/или отстраняват контактните лещи, за да могат да ги използват според показаната за тях употреба. Следователно този продукт е считан за медицинско изделие.

Изхвърляне на отпадъци

DMV Corporation препоръчва използваните DMV продукти да се изхвърлят в съответствие с местните разпоредби, действащи по времето на изхвърлянето.

Този продукт е медицинско изделие

Да се предпазва от пряка слънчева светлина

Вносител

Да не се съхранява при температура над 105°C / 220°F

За многократна употреба при един пациент

производител

Прочетете инструкциите за употреба dmvcorp.com

Дата на производство

Страна на производство

Упълномощен представител

EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland

DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK

Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK