



fra



## DMV CLASSIC™

### Pour insérer et retirer les lentilles rigides perméables aux gaz

#### But de l'utilisation

Le DMV Classic convient pour insérer et retirer des lentilles de contact dures et perméables aux gaz.

#### Mode d'emploi

⚠ Avant d'utiliser le DMV Classic s pour la première fois, nettoyez-le avec de l'alcool isopropylique à 70% et laissez-le sécher à l'air.

**RETIRER** – Humidifiez la ventouse avec saline. Assurez-vous que la lentille de contact est centrée sur l'œil. Comprimez la poignée de la ventouse DMV Classic et guidez-la jusqu'au centre de la lentille de contact. Touchez l'avant de la lentille à l'aide d'un miroir. Pendant que la ventouse DMV Classic touche la lentille, relâchez légèrement la pression sur la poignée pour faire adhérer la ventouse DMV Classic à la lentille. Prenez la lentille de contact directement dans l'œil. Après avoir retiré la lentille, pressez à nouveau la poignée pour libérer la succion et retirez la lentille de la ventouse.

**INSERTION** – Placez la lentille de contact humide sur la tasse sans comprimer la poignée. La lentille humide adhèrera à la tasse. NE PAS presser la poignée pendant l'insertion de la lentille. Placez la lentille de contact directement sur l'œil.

Suivez les instructions de votre spécialiste des lentilles de contact / professionnel de la vue.

#### Nettoyage

Après chaque utilisation du DMV Classic, nettoyez-le avec de l'alcool isopropylique à 70% et laissez-le sécher à l'air libre. **Gardez le canal d'air exempt de débris.** Rangez l'appareil dans son étui après l'avoir séché. Prévoyez de le remplacer tous les six mois.

⚠ **Précaution:** Si le DMV Classic touche accidentellement la surface de l'œil et y colle, poussez la ventouse sur le côté du coin de l'œil et retirez-la avec un léger mouvement de torsion

⚠ **Considération:** Tenir le DMV Ultra /DMV 45 éloigné de la crème pour les mains, du gel capillaire, du dissolvant pour vernis à ongles et des agents oxydants puissants.

⚠ **Considération: Risque d'étouffement pour les jeunes enfants.** Garder ce produit et tous les autres instruments médicaux hors de portée des jeunes enfants. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit pour les yeux malades ou blessés. Si vous avez un œil rouge, si vous avez le mauvais œil ou si vous ressentez une douleur, consultez votre spécialiste en lentilles de contact ou un ophtalmologiste.

⚠ **Considération:** Bien qu'il n'y ait aucune indication d'allergie, DMV Corporation vous rend attentif au fait que ce **produit est fait de caoutchouc naturel sec**. Cependant, **le matériau ne contient pas de latex liquide** connu sous le nom d'allergène.

⚠ **N'utilisez pas DMV Classic pour les lentilles de contact souples ou hybrides.**

Si un incident grave vous concernant est survenu avec cet appareil, signalez-le au fabricant. Si vous résidez dans l'UE, signalez l'incident à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel vous êtes établi.

Ce produit permet aux porteurs de lentilles de contact d'insérer et / ou de retirer leurs lentilles de contact afin de les utiliser conformément à leur destination. Par conséquent, il est considéré comme un dispositif médical.

#### Élimination des déchets

DMV Corporation recommande d'éliminer les produits DMV usagés conformément aux réglementations locales en vigueur au moment de l'élimination.



Dispositif médical



Protéger du soleil direct



Importateur



Ne pas conserver plus chaud que 105° C / 220° F



Un seul patient – à usage multiple



Fabricant



Suivez les instructions d'utilisation [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)



Date de fabrication



Pays de fabrication



Représentant autorisé



EU  
Bilos Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland



UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA

