



nld



DMV Luma Serter Plus™

Verlichte inzethulp voor grote lenzen

Beoogd gebruik

De DMV Luma-Serter Plus is bedoeld voor het inzetten van contactlenzen met een diameter die groter is dan 13 mm. Deze kan worden gebruikt voor sclerale, zachte, hybride of zuurstofdoorlatende (harde) contactlenzen.

Instructies voor gebruik

Maak vóór het eerste gebruik het hulpmiddel schoon met 70% isopropylalcohol en laat het aan de lucht drogen.

INZETTEN – Plaats het hulpmiddel op het verlichte uiteinde van een lampje (penlight). Plaats de contactlens op de het midden van de zuignap. Volg de voorbereidingsinstructies voor de lens van uw oogspecialist.

Zet het lampje aan en beweeg de lens voorzichtig naar het geopende oog met het verlichte midden van de zuignap als leidraad. Houd de oogleden met de andere hand open en plaats de lens op het hoornvlies. Verwijder de Luma-Serter Plus zodra de lens op het oog zit. Het lichtfilter voorkomt dat er contactensvloeistof in het lampje komt.

Het hulpmiddel heeft een vorm die past op het uiteinde van de meeste lampjes. Als de patiënten dat willen, kunnen ze ervoor kiezen om het hulpmiddel op het uiteinde van een vinger te plaatsen en niet op een lampje. De ribbels in de zuignap hebben tot doel om de lens op een verheven oppervlak te laten rusten en te voorkomen dat de lens vastkleeft aan de Luma-Serter Plus.

Volg de instructies van uw contactlensspecialist/oogspecialist.

Schoon

Maak het hulpmiddel na elk gebruik schoon met 70% isopropylalcohol en laat aan de lucht drogen. Bewaar het hulpmiddel in zijn doosje nadat het droog is. Vervang het om de zes maanden.

Voorzorgsmaatregel: Als u het hulpmiddel per ongeluk op het oogoppervlak plaatst, hoeft u het enkel van het oog te halen want er is geen zuigkracht. Schuif het hulpmiddel niet over het oppervlak van het oog.

Waarschuwing: Houd dit product uit de buurt van vloeistoffen zoals handcrème, haargel, nagellakverwijderaar en krachtige oxiderende middelen.

Waarschuwing: Verstikkingsgevaar. Houd dit en alle andere medische hulpmiddelen uit de buurt van kleine kinderen. Dit product wordt niet aanbevolen voor gebruik bij zieke of verwonde ogen. Raadpleeg uw oogspecialist als u last heeft van een geïrriteerd oog, een ongewoon slecht zicht of pijn.

Waarschuwing: Hoewel er geen aanwijzingen zijn voor allergieproblemen met dit product, **bevat het wel droog natuurlijk rubber. Het bevat geen vloeibare latex**, een bekend allergeen.

GEBRUIK de Luma-Serter Plus NIET met contactlenzen die kleiner zijn dan 12,5 mm om aanraking van het oogoppervlak te voorkomen.

Licht de fabrikant in als u een ernstig incident heeft gehad dat verband houdt met dit hulpmiddel. Als u in de EU woont, dient u het incident te melden bij de bevoegde instantie in de lidstaat waar u woonachtig bent.

Dit product stelt dragers van contactlenzen in staat om hun contactlenzen in te brengen en / of te verwijderen om ze te gebruiken overeenkomstig het beoogde doel. Daarom wordt dit product beschouwd als een medisch hulpmiddel.

Afvalverwijdering

DMV Corporation adviseert om gebruikte DMV-producten af te voeren overeenkomstig de lokale voorschriften die op het moment van verwijdering van kracht zijn.

Medisch hulpmiddel

Niet warmer bewaren dan 105°C / 220°F

Volg de instructies dmvcorp.com

Gemachtigde vertegenwoordiger

EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria

Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland

UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK

Beschermen tegen direct zonlicht

Eén patiënt – meervoudig gebruik

Datum van fabricage

Importeur

Fabricante

Land van vervaardiging

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland

Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

