



fin



## DMV Luma Serter Plus™

### Valaiseva asetin suurikokoisille piilolinssille

#### Käyttötarkoitus

DMV Luma-Serter Plus on suunniteltu halkaisijaltaan yli 13 mm:n kokoisten piilolinssien asettamiseen. Sitä voidaan käyttää skleraalisten, pehmeiden, hybridi- tai RGP- (kovien) piilolinssien asettamiseen.

#### Käyttöohjeet

 Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa 70-prosenttisellä isopropyylialkoholilla ja anna ilmkuivua.


**Asettaminen** – Työnä laite kynälampun valopäähän päälle. Aseta piilolinssi kupin keskelle. Huolehdi linssin valmistelusta optikon/silmälääkärin antamia ohjeita noudattaen. Sytytä kynälamppu ja vie linssiä varovasti kohti auki olevaa silmää kupin keskikohdasta tulevan valon avulla. Pidä silmäluomia auki toisella kädellä ja aseta linssi sarveiskalvon päälle. Kun linssi on tarttunut silmään, vedä Luma-Serter Plus pois. Lampun suodatin estää piilolinssinesteitä valumasta kynälamppuun.

Laite on muotoiltu siten, että useimmat kynälamput sopivat siihen. Halutessaan käyttäjä voi asettaa laitteen myös sormenpäähänsä kynälampun sijasta. Kupissa olevat tukiruoteet on tarkoitettu pitämään linssiä koholla siten, ettei se tartu kiinni Luma-Serter Plus -laitteeseen.


Noudata piilolinssiopikoltasi saamiasi ohjeita.

#### Puhdistus


Puhdista laite jokaisen käyttökerran jälkeen 70-prosenttisellä isopropyylialkoholilla ja anna sen ilmakuivua. Kun laite on kuivunut, säilytä sitä kotelossaan. Vaihda se uuteen kuuden kuukauden välein.

 **Huomioitavaa:** Jos viet laitteen vahingossa kiinni silmän pintaan, voit vain vetää sen pois silmästä, koska imua ei ole. Vältä laitteen liu'uttamista silmän pinnalla.

 **Huomio:** Älä päästä tätä tuotetta kosketuksiin erilaisten nesteiden, kuten käsiuvoiteiden, hiusgeelien, kynsilakan poistoaineiden ja voimakkaasti hapettavien aineiden kanssa.

 **Huomio: Tukeutumisvaara.** Pidä tämä laite ja muut lääkinälliset laitteet pois pienten lasten ulottuvilta. Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi silmiin, joissa on jokin sairaus tai vamma. Jos havaitset silmissäsi ärsytystä, epätavallista näön heikkenemistä tai kipua, ota yhteys optikkoon tai silmälääkärin.

 **Huomio:** Vaikka tämän tuotteen käytön yhteydessä ei ole todettu allergioita, **se sisältää kuitenkin kuivaa luonnonkumia. Se ei sisällä nestemäistä lateksia**, joka on tunnettu allergeeni.


 **Välttääksesi silmän pinnan koskettamista laitteella ÄLÄ KÄYTÄ Luma-Serter Plus -laitetta halkaisijaltaan alle 12,5 mm:n kokoisten piilolinssien kanssa.**


Jos tämän laitteen käytössä on ilmennyt jokin vakava tapahtuma, ilmoita siitä valmistajalle. Jos asut jossakin EU:hun kuuluvassa maassa, ilmoita tapahtumasta asuinmaasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tämän tuotteen avulla piilolinssien käyttäjät voivat asettaa ja/tai poistaa piilolinssit siten, että he voivat käyttää linssesjä niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Tämän vuoksi tuote kuuluu lääkinällisiin laitteisiin.

#### Jätteen hävittäminen

DMV Corporation suosittelee käytettyjen DMV-tuotteiden hävittämistä hävittämishetkellä voimassa olevien paikallisten säännösten mukaan.

 Tämä tuote on lääkinällinen laite


 Pidä poissa suorasta auringonvalosta

 Maahantuojat

 Ei saa säilyttää yli 105 °C:n lämpötilassa.

 Henkilökohtainen - kestopkäyttöinen


 Valmistajat

 Lue käyttöohjeet [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)

 Valmistuspäivämäärä.

 Valmistusmaa

 Valtuutettu edustaja


 EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria


 Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands

 Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland

 MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland

 UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK

 Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK

 DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA