



nor



DMV Luma Serter Plus™

Opplyst innsetter for store linser

Avsedd anvnding

DMV Luma-Serter Plus er designet for innsetting av kontaktlinser som er strre enn 13 mm i diameter. Den kan brukes for sklerale, myke, hybride eller gaspermeable (harde) kontaktlinser.

Bruksanvisning

Enheten skal rengjres med 70 % isopropylalkohol og lufttrkes fr frste gangs bruk.

INNSETTING – Plasser enheten p den opplyste enden av en pennelys. Plasser kontaktlinnen midt p koppen. Flg instruksjonene for klargjring av linsene som er gitt av yelegen.

Sl p pennelyset og beveg linsen forsiktig mot det pne yet ved  bruke den opplyste midten av koppen som en veileder. Hold yelokkene pne med den andre hnden og plasser linsen p hornhinnen.

Nr linsen har festet seg til yet, tar du ut Luma-Serter Plus. Lysfilteret forhindrer at kontaktlinselesninger kommer gjennom til pennelyset. Enheten er formet slik at den passer p enden av de fleste pennelys.

Hvis pasienter foretrekker det, kan de velge  plassere enheten p enden av en finger i stedet for et pennelys. Ribbene i koppen er designet for  gi en forhyet overflate som linsen hviler p og hindrer linsen i  feste seg til Luma-Serter Plus.

Flg anvisningene fra optiker/yelege.

Rengjring

Rengjr enheten etter hver bruk med 70 % isopropylalkohol og la den lufttrke. Oppbevar enheten i etuiet etter trking. Planlegg  erstatte den hver sjette mned.

Forholdsregel: Hvis du ved et uhell setter enheten p yets overflate kan du bare ta den rett ut av yet ettersom det ikke er noe sug. Unng  skyve enheten over yets overflate.

Forsiktig: Hold dette produktet unna vsker som hndkrem, hrgel, neglelakkfjerner og sterke oksidasjonsmidler.

Forsiktig: Kvelningsfare. Oppbevar dette og alt annet medisinsk utstyr utilgjengelig for sm barn. Dette produktet er ikke anbefalt for bruk med sykdom eller skade i yne. Hvis du opplever irritert ye, uvanlig synshemming eller smerte, ta kontakt med yelege.

Forsiktig: Selv om det ikke er tegn p allergiproblemer med dette produktet, inneholder det trr naturgummi. Det inneholder ikke flytende lateks, et kjent allergen.

IKKE BRUK Luma-Serter Plus med kontaktlinser mindre enn 12,5 mm, for  unng berring av yets overflate.

Hvis det har oppsttt en alvorlig hendelse i forbindelse med denne enheten, rapporter det til produsenten. Hvis du bor i EU, rapporter om hendelsen til myndighetene i medlemsstaten der du er etablert.

Dette produktet lar kontaktlinsebrukere sette inn og/eller fjerne kontaktlinser slik at de kan brukes i henhold til tiltenkt forml. Derfor er dette produktet ansett som en medisinsk enhet.

Avfallshndtering

DMV Corporation anbefaler  kaste brukte DMV-produkter i henhold til gjeldende lokale forskrifter.

Dette produktet er en medisinsk enhet

Oppbevares ved hyst 105 C / 220  F

Les bruksanvisningen dmvcorp.com



Beskyttes fra direkte sollys



Enkeltpasient - flerbruk



Produksjonsdato



Importr



Produsent



Produksjonsland

Autorisert representant

EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zurich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland

UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

