



DMV Luma Serter Plus™

Introdutor luminoso para lentes grandes

Utilização prevista

O DMV Luma-Serter Plus foi concebido para introduzir lentes de contacto com um diâmetro superior a 13 mm. Pode ser utilizado para lentes de contacto esclerais, hidrófilas, híbridas ou permeáveis aos gases (rígidas).

Instruções de utilização

Antes de utilizar pela primeira vez, limpe o dispositivo com álcool isopropílico a 70% e deixe secar ao ar.

Introdução – Coloque o dispositivo na extremidade luminosa de uma caneta-lanterna. Coloque a lente de contacto no centro da ventosa. Siga as instruções de preparação da lente que lhe foram fornecidas pelo seu especialista ocular. Ligue a caneta-lanterna e desloque suavemente a lente em direção ao olho aberto, utilizando o centro iluminado da ventosa como guia. Mantenha as pálpebras abertas com a outra mão e coloque a lente na córnea. Depois de a lente ter aderido ao olho, retire o Luma-Serter Plus. O filtro de luz impede que as soluções de lentes de contacto passem para a caneta-lanterna. O dispositivo foi moldado para se adaptar à extremidade da maioria das canetas-lanterna.

Se os doentes preferirem, podem optar por colocar o dispositivo na extremidade de um dedo, em vez de numa caneta-lanterna. As nervuras na ventosa foram concebidas para proporcionar uma superfície elevada onde a lente assenta e para impedir que a lente fique presa no Luma-Serter Plus.

Siga as instruções do seu especialista em lentes de contacto/ocular.

Limpeza

De cada vez que utiliza o DMV Luma Serter Plus, limpe-o com álcool isopropílico a 70% e deixe secar ao ar. Depois de estar seco, armazene o dispositivo na respetiva caixa. Planeie a respetiva substituição a cada seis meses.



Precaução: Se aplicar o dispositivo acidentalmente na superfície do olho, basta retirá-lo do olho, porque não há sucção. Evite fazer deslizar o dispositivo sobre a superfície do olho.



Cuidado: Mantenha este produto afastado de líquidos como creme para as mãos, gel para o cabelo, removedor de verniz de unhas e agentes oxidantes fortes.



Cuidado: Perigo de asfixia. Mantenha este e todos os outros dispositivos médicos fora do alcance das crianças pequenas. Não se recomenda a utilização deste produto em caso de doença ou lesão ocular. Em caso de irritação ocular, perturbação involgar **da vista ou dor, consulte o seu especialista ocular.**



Cuidado: Embora não haja evidências de alergias com este produto, o produto contém borracha natural seca. Não contém látex líquido, que é um alérgeno conhecido.



Cuidado: NÃO UTILIZE o Luma-Serter Plus com lentes de contacto de tamanho inferior a 12,5 mm, para evitar tocar na superfície do olho.

Se lhe tiver ocorrido qualquer incidente grave em relação a este dispositivo, notifique o fabricante. Caso resida na UE, notifique a autoridade competente do Estado-Membro onde vive sobre o incidente.

Este produto permite que as pessoas que usam lentes de contacto as introduzam e/ou removam para as utilizarem de acordo com a finalidade prevista. Portanto, considera-se que este produto é um dispositivo médico.

Eliminação de resíduos

A DMV Corporation recomenda que os produtos DMV utilizados sejam eliminados em conformidade com os regulamentos locais em vigor no momento da eliminação.



Este produto é um dispositivo médico.



Proteger da luz solar direta.



Importador



Não armazenar a uma temperatura superior a 105 °C / 220 °F



Doente único — utilização múltipla



Fabricante



Ler as instruções de utilização. dmvcorp.com



Data de fabrico



Pais de fabricação



Representante autorizado



EU
Bilos Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

