



slk




DMV Luma Serter Plus™

Svetelná pomôcka na vkladanie veľkých kontaktných šošoviek

Účel použitia

DMV Luma-Serter Plus je navrhnutý na vkladanie kontaktných šošoviek s priemerom viac ako 13 mm. Môže sa používať pre sklerálne, mäkké, hybridné alebo pre plyn permeabilné (pevné) kontaktné šošovky.

Návod na použitie


 Pred prvým použitím očistite pomôcku 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju vyschnúť na vzduchu.

Vkladanie – Položte šošovku na osvetlené miesto svetelného pera. Položte kontaktnú šošovku do stredu jamky. Pri príprave šošovky postupujte podľa pokynov vášho očného špecialistu. Zapnite svetelné pero a jemne priložte šošovku k otvorenému oku pomocou osvetleného centra jamky. Držte viečka otvorené druhou rukou a položte šošovku na rohovku. Keď šošovka priľne k oku, odoberte pomôcku Luma-Serter Plus. Svetelný filter zabraňuje roztoku na kontaktné šošovky preniknúť do svetelného pera. Pomôcka je tvarovaná tak, aby pasovala do väčšiny svetelných pier. Ak to pacienti uprednostňujú, môžu si zvoliť umiestnenie pomôcky na konci prsta namiesto na svetelnom pere. Vrhúčky na jamke sú navrhnuté tak, aby poskytovali vyvýšený povrch pre šošovku a zabránili prilepeniu šošovky na pomôcku Luma-Serter Plus.


Postupujte podľa pokynov vášho poskytovateľa kontaktných šošoviek/očnému špecialistu.


Čistenie

Zakaždým po použití pomôcky ju vyčistite 70 % izopropyl alkoholom a nechajte ju vyschnúť na vzduchu. Po uschnutí uchováajte pomôcku v jej puzdre. Vymieňajte ju každých šesť mesiacov.

 **Opatrenie:** Ak nechcete aplikujete pomôcku na povrch oka, jednoducho ju odoberte, pretože nedochádza k prisatiu. Vyhnite sa posúvaniu pomôcky po povrchu oka.

 **Upozornenie:** Uchováajte tento produkt v neprítomnosti tekutín ako sú krém na ruky, vlasové gély, odlakovač a silné oxidačné látky.

 **Upozornenie: Riziko udusenía.** Uchováajte túto zdravotnícku pomôcku ako aj všetky ostatné zdravotnícke pomôcky mimo dosahu malých detí. Tento produkt sa neodporúča používať pri ochoreniach alebo poraneniach očí. Ak máte podráždené oči, neobvyklú poruchu videnia alebo bolesť, poraďte sa so svojim očným lekárom.

 **Upozornenie:** Aj keď pre tento neexistuje žiadny dôkaz problémov s alergiou, **tento produkt obsahuje suchý prírodný kaučuk. Neobsahuje tekutý latex**, ktorý je známym alergénom.

 **NEPOUŽÍVAJTE Luma-Serter Plus s kontaktnými šošovkami menšími ako 12,5 mm, aby ste sa vyhli dotýkaniu povrchu oka.**

Ak sa u vás vyskytol akýkoľvek závažný prípad súvisiaci s touto pomôckou, hláste to výrobcovi. Ak žijete v EÚ, hláste prípad kompetentnému úradu členského štátu, v ktorom sídlite.

Tento produkt umožňuje používateľom kontaktných šošoviek vkladať a/alebo vyberať ich kontaktné šošovky, aby ich mohli používať podľa ich účelu použitia. Preto sa tento produkt považuje za zdravotnícku pomôcku.

Likvidácia odpadu

Spoločnosť DMV Corporation odporúča likvidovať použité produkty DMV v súlade s miestnymi predpismi platnými v čase likvidácie.



Tento produkt je zdravotnícka pomôcka.



Chráňte pred priamym slnečným žiarením.



Dovozca



Neuchovávať pri teplote viac ako 105 °C / 220 °F



Jeden pacient - Viacnásobné použitie



Výrobca



Prečítajte si návod na použitie. dmvcorp.com



Dátum výroby



Krajina výroby

 Splnomocnený zástupca



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

