



deu



# DMV Soft Lens Handler™

## Zum Auf und Absetzen von weichen Kontaktlinsen

### Verwendungszweck

DMV Soft Lens Handler eignet sich zum Auf- und Absetzen weicher Kontaktlinsen.

### Gebrauchsanweisung



Reinigen Sie den DMV Luma Serter Plus vor dem ersten Gebrauch mit 70% Isopropyl-Alkohol und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

**ABSETZEN** – Vergewissern Sie sich, dass Ihre Kontaktlinse zentriert vor der Pupille sitzt. Halten Sie die beiden Greiferseiten locker zwischen den Daumen und Zeigefinger möglichst nah am Ende. Drücken Sie die beiden Greiferpads gegen die Kontaktlinsenoberfläche. Jetzt drücken Sie die beiden Greiferenden zusammen, um die Kontaktlinse zusammen zu schieben und dann vom Auge wegzunehmen.

**AUFSETZEN** – Setzen Sie die benetzte Kontaktlinse in die flache Mulde am schmalen Ende des Saugergriffes. Ein Pfeil zeigt in diese Richtung. Setzen Sie die Kontaktlinse etwas dezentriert auf den Sauger, so dass sie sich beim Einsetzen durch die Kontaktlinsen beobachten können. Führen Sie den Sauger mit der Kontaktlinse zum Auge und setzen Sie sie vorsichtig in die Mitte der Hornhaut vor die Pupille.

Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Kontaktlinsenspezialisten oder Augenarztes.

### Reinigung

Reinigen Sie den DMV Luma Serter Plus nach jedem Gebrauch mit 70% Isopropyl-Alkohol und lassen Sie ihn an der Luft trocknen. Bewahren Sie ihn in seinem Behälter auf. Planen Sie einen Austausch nach 6 Monaten.



**Vorsichtsmassnahme:** Falls Sie den DMV Soft Lens Handler versehentlich direkt auf die Augenoberfläche setzen, nehmen Sie ihn einfach vorsichtig wieder weg. Der DMV Soft Lens Handler hat keine Sogwirkung. Vermeiden Sie lediglich den DMV Softlens Handler auf der Augenoberfläche zu schieben



**Achtung:** Halten Sie dieses Produkt fern von Handcreme, Haargel, Nagellack-Entferner und stark oxidierenden Mitteln.



**Achtung:** Erstkicksgefahr! Halten Sie dieses und alle anderen Medizinprodukte von kleinen Kindern fern. Es wird nicht empfohlen, dieses Produkt bei erkrankten oder verletzten Augen zu verwenden. Wenn Sie ein gerötetes Auge haben oder ungewöhnlich schlecht sehen oder Schmerzen haben, suchen Sie Ihren Kontaktlinsenspezialisten oder Augenarzt auf.



**Achtung:** Obwohl kein Hinweis auf Allergien vorliegt, macht DMV Corporation darauf aufmerksam, dass dieses **Produkt aus trockenem Naturkautschuk gefertigt** wird. Das **Material enthält jedoch kein flüssiges Latex**, das als Allergen bekannt ist.



**Verwenden Sie DMV Soft Lens Handler nicht für harte, gasdurchlässige Kontaktlinsen, Skelallinsen und Hybridlinsen. .**

Für den Fall, dass Sie einen ernststen Vorfall in Verbindung mit diesem Produkt erleben, melden Sie dies dem Hersteller. Falls Sie in der EU wohnen, melden Sie den Vorfall, der zuständigen Behörde Ihres Mitgliedstaates.

Mit diesem Produkt können Kontaktlinsenträger ihre Kontaktlinsen einsetzen und/oder entfernen, um sie entsprechend ihrem Verwendungszweck zu benutzen. Deshalb wird es als Medizinprodukt betrachtet.

### Entsorgung

DMV Corporation empfiehlt, gebrauchte DMV-Produkte gemäß den zum Zeitpunkt der Entsorgung geltenden örtlichen Vorschriften zu entsorgen.



Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt



Vor direkter Sonne schützen



Importeur



Nicht über 105°C aufbewahren



Einzelner Patient - mehrfach anwendbar



Hersteller



Gebrauchsanweisung beachten  
dmvcorp.com



Herstellungsdatum



Herstellungsland



Bevollmächtigter Vertreter



EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland



UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA

