



# DMV Soft Lens Handler™

## Parti li Tneħhi/Parti li Ddahħal għal Lentijiet tal-Kuntatt Rotob

### Użu Intenzjonat

Il-handler ta' DMV Soft Lens huwa ddisinjat għal biex wieħed idahħal u jneħhi lentijiet tal-kuntatt rotob.

### Istruzzjonijiet għall-użu

Qabel ma tużah għall-ewwel darba, naddaf it-tagħmir b'70% isopropyl alcohol u hallieh jinxef b'mod naturali.

Tneħhija – Aghfas il-gripper pads b'mod sod man-naha ta' quddiem tal-lenti tal-kuntatt ratba. Kun żgur li l-lenti tkun qiegħda fuq il-kornea billi tuża mera. Gentilment aghfas il-grippers flimkien biex tetratta l-lenti tal-kuntatt.

Inserzjoni – Poġġi lenti tal-kuntatt imxarba fuq it-tarf żgħir tat-tagħmir fejn tindika l-vleġġa. Evita li l-lenti tirkeb fuq it-tarf tat-tagħmir sabiex tkun tista' tara kif qed tipprogressa minn ġol-lenti. Segwi l-istruzzjonijiet tal-fitter tal-lenti tal-kuntatt tieghek/tal-professionista tal-kura tal-għajnejn tieghek.

### Tindif

Kull darba wara li tuża t-tagħmir, naddfu b'70% isopropyl alcohol u hallieh jinxef b'mod naturali. Ahżen it-tagħmir fil-kaxxa tiegħu wara li jinxef. Ippjana li tissostitwixxieh darba kull sitt xhur.

**Prekawzjoni:** Jekk applika t-tagħmir aċċidentalment mal-wiċċ tal-għajn, kemm tiġbdu lura minn mal-għajn, għax ma jkun hemm l-ebda ġbid tal-arja. Evita li tmexxi t-tagħmir fuq il-wiċċ tal-għajn.

**Attenzjoni:** Jekk joghġbok żomm dan il-prodott 'il bogħod mil-likwidi bħal krema tal-idejn, ġells tax-xagħar, likwidi għat-tneħhija tal-verniċ tal-dwiefer u sustanzi ossidanti qawwijn.

**Attenzjoni:** Periklu ta' fgar. Żomm dan u l-apparati mediċi kollha 'il bogħod minn tfal żgħar. Dan il-prodott mhux rakkomandat biex jintuża ma' għajnejn li għandhom xi mard jew hsara. Jekk tesperjenza irritazzjoni fl-għajnejn, indeboliment jew uġiġh fil-vista mhux tas-soltu, ikkonsulta lill-professionista tal-kura tal-għajnejn tieghek.

**Attenzjoni:** Għalkemm m'hemm l-ebda evidenza ta' problemi ta' allergija b'dan il-prodott, **fih gomma naturali xotta. Ma fihx latex likwidu**, allergen magħruf.

**TUŻAX dan it-tagħmir ma' lentijiet tal-kuntatt ibsin, li jghaddi l-gass minnhom, sklerali jew ibridi.**

Jekk kellek kwalunkwe incident serju b'rabta ma' dan it-tagħmir, irrappurtah lill-manifattur. Jekk inti residenti fil-EU, irrapporta l-incident lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li inti stabbilt fih.

Dan il-prodott jippermetti lill-persuni li jilbsu l-lentijiet tal-kuntatt biex idahħlu u/jew ineħhu l-lentijiet tal-kuntatt tagħhom sabiex jużawhom skont l-iskop intenzjonat. Għalhekk dan il-prodott huwa meqjus li huwa apparat mediku.

### Rimi ta' Skart

DMV Corporation tirrakkomanda li l-prodotti DMV użati jintremew skont ir-regolamenti lokali li jkunu fis-seħħ fil-mument tar-rimi.

Dan il-prodott huwa apparat mediku

Ipproteġi mix-xemx diretta

Importatur

Tahżinx f'temperatura oghla minn 105°C / 220°F

Pazjent wieħed - użu multiplu

Manifattur

Aqra l-istruzzjonijiet għall-Użu dmvcorp.com

Data tal-Manifattura

Pajjiż tal-Manifattura

Rappreżentant Awtorizzat

EU  
Bilos Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria

Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands

Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland

MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland

UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK

Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA

