



por



DMV Scleral Cup™

Para lentes de contacto esclerais e próteses oculares

Utilização prevista

O DMV Scleral Cup foi concebido para introduzir/remover lentes de contacto esclerais e remover próteses oculares.



Instruções de utilização

Antes de utilizar pela primeira vez, limpe o dispositivo com álcool isopropílico a 70% e deixe secar ao ar.

Remoção – Humedeça a ventosa e aperte a pega. Utilizando um espelho, coloque a ventosa na lente de contacto escleral. Liberte a tensão na pega para permitir que a sucção segure a lente de contacto. A lente de contacto pode então ser manipulada de forma a permitir que seja removida do olho. Siga as instruções do seu especialista em lentes de contacto quanto à melhor técnica. Após a remoção, volte a apertar a pega para libertar a sucção e remover a lente da ventosa.

Introdução – Coloque a lente de contacto humedecida na ventosa, sem comprimir a pega. A lente humedecida irá aderir à ventosa. **NÃO** aperte a pega enquanto está a introduzir a lente. Coloque suavemente a lente escleral no olho aberto.

Siga as instruções do seu especialista em lentes de contacto/ocular.

Limpeza

De cada vez que utiliza o DMV Scleral Cup, limpe-o com álcool isopropílico a 70% e deixe secar ao ar. Depois de estar seco, armazene o dispositivo na respetiva caixa. **Mantenha o canal de ar livre de detritos.** Planeie a respetiva substituição a cada seis meses.



Precaução: Se o DMV Scleral Cup ficar acidentalmente preso no olho, aperte ligeiramente a pega para libertar a sucção e removê-lo do olho.



Cuidado: Mantenha este produto afastado de líquidos como creme para as mãos, gel para o cabelo, removedor de verniz de unhas e agentes oxidantes fortes..



Cuidado: Perigo de asfixia. Mantenha este e todos os outros dispositivos médicos fora do alcance das crianças pequenas. Não se recomenda a utilização deste produto em caso de doença ou lesão ocular. Em caso de irritação ocular, perturbação involgar **da vista ou dor, consulte o seu especialista ocular.**



Cuidado: Embora não haja evidências de alergias com este produto, o produto contém borracha natural seca. Não contém látex líquido, que é um alérgico conhecido.



NÃO utilize o DMV Scleral Cup para lentes de contacto HIDRÓFILAS ou híbridas.

Se lhe tiver ocorrido qualquer incidente grave em relação a este dispositivo, notifique o fabricante. Caso resida na UE, notifique a autoridade competente do Estado-Membro onde vive sobre o incidente.

Este produto permite que as pessoas que usam lentes de contacto as introduzam e/ou removam para as utilizarem de acordo com a finalidade prevista. Portanto, considera-se que este produto é um dispositivo médico.

Eliminação de resíduos

A DMV Corporation recomenda que os produtos DMV utilizados sejam eliminados em conformidade com os regulamentos locais em vigor no momento da eliminação.



Este produto é um dispositivo médico.



Proteger da luz solar direta.



Importador



Doente único — utilização múltipla



Fabricante



Data de fabrico



Pais de fabricação



Não armazenar a uma temperatura superior a 105 °C / 220 °F



Ler as instruções de utilização. dmvcorp.com



Representante autorizado



EU
Bilos Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

