



hrv



DMV Scleral Cup™

Za skleralne kontaktne leće i očne proteze

Namjena

DMV Scleral Cup namijenjen je za umetanje i uklanjanje skleralnih kontaktnih leća i za uklanjanje učnih proteza.

Upute za uporabu

Prije prvog korištenja očistite pomagalo 70 %-tnim izopropilnim alkoholom i ostavite da se osuši.

Uklanjanje – Navlažite sukcijisku čašicu i stisnite dršku. Uz pomoć zrcala postavite sukcijisku čašicu na skleralnu kontaktnu leću. Otpustite pritisak na drški i tako omogućili da sukcija drži kontaktnu leću. Kontaktnom lećom se potom može rukovati tako da je se može ukloniti iz oka. Slijedite upute svoga optičara koju je tehniku najbolje upotrebljavati. Nakon uklanjanja leće stisnite ponovno dršku kako bi se otpustio negativan tlak (sukcija) i leća odvojila od sukcijiske čašice.

Umetanje – Postavite navlaženu kontaktnu leću na čašicu bez stiskanja ručke. Vlažna leća će se priljubiti za čašicu. **NEMOJTE** stiskati ručku dok umećete leću. Nježno postavite skleralnu leću u otvoreno oko.

Slijedite upute svoga optičara/oftalmologa.

Čišćenje

Švakiput nakon uporabe pomagalo DMV Scleral Cup očistite 70 %-tnim izopropilnim alkoholom i ostavite ga da se osuši. Nakon sušenja pomagalo spremite u njegovu kutiju. **Pazite da u zračnom kanalu ne bude ostataka nečistoća.** Planirajte ga zamijeniti svakih šest mjeseci.

Mjere opreza: Ako se pomagalo DMV Scleral Cup slučajno zalijepi za oko, lagano stisnite dršku kako bi se otpustila sukcija odvojite ga od oka.

Oprez: Ovaj proizvod nemojte držati u blizini tekućina kao što su krema za ruke, gel za kosu, sredstvo za uklanjanje laka za nokte i jako oksidirajućih sredstava.

Oprez: Opasnost od gušenja. Držite ovo pomagalo i sve druge medicinske naprave izvan dosega male djece. Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu kod bolesnih ili ozlijeđenih očiju. Ako iskusite nadražaj oka, neobičajeno oslabljen vid ili bol, obratite se oftalmologu.

Oprez: Premda s primjenom ovog proizvoda nisu zabilježene alergije, **proizvod sadrži suhu prirodnu gumu. Ne sadrži poznati alergen tekući lateks.**

DMV Scleral Cup NEMOJTE upotrebljavati za MEKE ili hibridne kontaktne leće.

Ako Vam se svezi primjene ovog proizvoda dogodi ikakav ozbiljni događaj, prijavite to proizvođaču. Ako živite u EU događaj prijavite kompetentnim tijelima u zemlji članici u kojoj ste nastanjeni.

Ovaj proizvod omogućuje nosiocima kontaktnih leća umetanje i uklanjanje kontaktnih leća tako da se upotrebljava u skladu s namjenom. Stoga se ovaj proizvod smatra medicinskim proizvodom.

Zbrinjavanje otpada

Korporacija DMV preporučuje zbrinjavanje iskorištenih DMV proizvoda u skladu s lokalnim propisima važećima u trenutku zbrinjavanja.

Ovo je medicinski proizvod.

Ne čuvati na temperaturi iznad 105 °C/220 °F

Pročitajte upute za uporabu dmvcorp.com

Zaštićeno od izravnog sunčevog svjetla

Za jednog pacijenta - višekratna uporaba

Datum proizvodnje

Uvoznik

Proizvajalec

Država proizvajalca

Ovlašteni predstavnik

EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria

Emurgo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland

UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK

Emurgo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA