



Remover end



Inserter end

DMV Versa™

Poistolaite/asetin skleraalisille piilolaselle

Käyttötarkoitus

DMV Versa on suunniteltu skleraalisten piilolinssien asettamiseen ja poistamiseen.

Käyttöohjeet

Puhdista laite ennen ensimmäistä käyttökertaa 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla ja anna ilmkuihua.

Poistaminen – Kostuta DMV Versa -laitteen imukuppi (pienempi pää) keittosuolaliuoksella, ohjaa se silmään ja aseta skleraalisen piilolinssin eteen, linssin reunan lähelle. Vedä linssiä hitaasti pois silmästä. Tämä toimenpide saa linssin irtoamaan silmästä, jolloin sen saa helposti poistettua. Poistettuasi piilolinssin liu'uta se pois imukupista varovasti sivusuunnassa.

Asettaminen – Aseta märkä skleraalin linssi Versa-laitteen isompaan päähän, johon se tarttuu löyhästi. Pidä silmäluomia auki toisella kädellä ja aseta skleraalin piilolinssi silmään. Kun linssi on tartunut silmään, vedä DMV Versa pois. Kupissa olevat tukiruoheet on tarkoitettu pitämään linssiä koholla siten, ettei se tartu kiinni Versa-laitteeseen. Käytä peiliä apuna.

Noudata piilolinssioptikoitasi saamiasi ohjeita.

Puhdistus

Puhdista laite jokaisen käyttökerran jälkeen 70-prosenttisellä isopropyylialkoholilla ja anna sen ilmkuihua. Kun laite on kuivunut, säilytä sitä kotelossaan. Vaihda se uuteen kuuden kuukauden välein.

Huomioitavaa: Jos DMV Versa jää tahattomasti pienemmästä päästään (imukupista) kiinni silmään, liu'uta se silmäkulmaan ja poista kääntämällä. Jos DMV Versa jää tahattomasti suuremmasta päästään (tukitynnystä) kiinni silmään, sen saa vetää pois silmästä, koska tynnyypäässä ei ole imua.

Huomio: Älä päästä tätä tuotetta kosketuksiin erilaisten nesteiden, kuten käsivoiteiden, hiusgeelien, kynsilakan poistoaineiden ja voimakkaasti hapettavien aineiden kanssa.

Huomio: Tukehtumisvaara. Pidä tämä laite ja muut lääkinälliset laitteet pois pienten lasten ulottuvilta. Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi silmiin, joissa on jokin sairaus tai vamma. Jos havaitset silmissäsi ärsytystä, epätavallista näön heikkenemistä tai kipua, ota yhteys optikkoon tai silmälääkäriin.

Huomio: Vaikka tämän tuotteen käytön yhteydessä ei ole todettu allergioita, **se sisältää kuitenkin kuivaa luonnonkumia. Se ei sisällä nestemäistä lateksia**, joka on tunnettu allergeni.

Tätä laitetta EI SAA KÄYTTÄÄ kovien, RGP (GP)-, skleraalisten tai hybridipiilolinssien asettamiseen/poistamiseen.

Jos tämän laitteen käytössä on ilmennyt jokin vakava tapahtuma, ilmoita siitä valmistajalle. Jos asut jossakin EU:hun kuuluvassa maassa, ilmoita tapahtumasta asuinmaasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

Tämän tuotteen avulla piilolinssien käyttäjät voivat asettaa ja/tai poistaa piilolinssit siten, että he voivat käyttää linssijä niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Tämän vuoksi tuote kuuluu lääkinällisiin laitteisiin.

Jätteen hävittäminen

DMV Corporation suosittelee käytettyjen DMV-tuotteiden hävittämistä hävittämishetkellä voimassa olevien paikallisten säännösten mukaan.

Tämä tuote on lääkinällinen laite

Pidä poissa suorasta auringonvalosta

Maahantuojia

Ei saa säilyttää yli 105 °C:n lämpötilassa.

Henkilökohtainen - kestäväkäyttöinen

Valmistaja

Lue käyttöohjeet dmvcorp.com

Valmistuspäivämäärä.

Valmistusmaa

Valtuutettu edustaja

EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria

Emergo Europe
Westervoortsewijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands

Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland

MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland

UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK

Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

