



## DMV Versa™

### Removedor/Introdutor para lentes de contacto esclerais

#### Utilização prevista

O DMV Versa foi concebido para introduzir e remover lentes de contacto esclerais.

#### Instruções de utilização

⚠ Antes de utilizar pela primeira vez, limpe o dispositivo com álcool isopropílico a 70% e deixe secar ao ar.

**Remoção** – Humedeça a ventosa (extremidade mais pequena) do DMV Versa com soro fisiológico, guie-a até ao olho e coloque-a sobre a frente da lente de contacto escleral, perto do bordo. Lentamente, puxe a lente de contacto para fora do olho. Esta ação irá soltar a aderência da lente e a lente irá libertar-se do olho. Após a remoção, faça deslizar cuidadosa e lateralmente a lente de contacto para fora da ventosa.

**Introdução** – Coloque uma lente escleral humedecida na extremidade grande do Versa, à qual a lente irá aderir ligeiramente. Mantenha as pálpebras abertas com a outra mão e coloque a lente de contacto escleral no olho. Depois de a lente ter aderido ao olho, retire o DMV Versa. As nervuras na ventosa foram concebidas para proporcionar uma superfície elevada onde a lente assenta e para impedir que a lente fique presa no Versa. Utilize um espelho para se orientar.

Siga as instruções do seu especialista em lentes de contacto/ocular.

#### Limpeza

De cada vez que utiliza o dispositivo, limpe-o com álcool isopropílico a 70% e deixe secar ao ar. Depois de estar seco, armazene o dispositivo na respetiva caixa. Planeie a respetiva substituição a cada seis meses.

⚠ **Precaução:** Se o DMV Versa ficar acidentalmente preso no olho com a extremidade pequena (ventosa), faça-o deslizar até ao canto do olho e remova-o com um movimento rotativo. Se o DMV Versa ficar acidentalmente preso no olho com a extremidade grande (zona de assentamento), basta retirá-lo do olho, porque não há sucção nesta extremidade.

⚠ **Cuidado:** Mantenha este produto afastado de líquidos como creme para as mãos, gel para o cabelo, removedor de verniz de unhas e agentes oxidantes fortes.

⚠ **Cuidado:** Perigo de asfixia. Mantenha este e todos os outros dispositivos médicos fora do alcance das crianças pequenas. Não se recomenda a utilização deste produto em caso de doença ou lesão ocular. Em caso de irritação ocular, perturbação involgar **da vista ou dor, consulte o seu especialista ocular.**

⚠ **Cuidado:** Embora não haja evidências de alergias com este produto, o produto contém borracha natural seca. Não contém látex líquido, que é um alérgico conhecido.

⚠ **NÃO utilize o DMV Versa para remover lentes de contacto HIDRÓFILAS ou híbridas**

Se lhe tiver ocorrido qualquer incidente grave em relação a este dispositivo, notifique o fabricante. Caso resida na UE, notifique a autoridade competente do Estado-Membro onde vive sobre o incidente.

Este produto permite que as pessoas que usam lentes de contacto as introduzam e/ou removam para as utilizarem de acordo com a finalidade prevista. Portanto, considera-se que este produto é um dispositivo médico.

#### Eliminação de resíduos

A DMV Corporation recomenda que os produtos DMV utilizados sejam eliminados em conformidade com os regulamentos locais em vigor no momento da eliminação.



Este produto é um dispositivo médico.



Proteger da luz solar direta.



Importador



Não armazenar a uma temperatura superior a 105 °C / 220°F



Doente único — utilização múltipla



Fabricante



Ler as instruções de utilização. [dmvcorp.com](http://dmvcorp.com)



Data de fabrico



País de fabricação



Representante autorizado



EU  
Bilosa Handels GmbH  
Haller Strasse 109  
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands



Switzerland  
Prolens AG, Josefstrasse 53  
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland  
Gotthardstrasse 28  
CH-6302 Zug, Switzerland



UK  
IGO Optical Ltd  
The Granary, Manor Park, Warkworth  
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)  
Limited c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation  
1024 Military Road  
Zanesville, Ohio 43701 - USA

