



DMV Versa™

Odstraňovač/zavaděč pro sklerální kontaktní čočky

Zamýšlené použití

Nástroj DMV Versa je konstruován pro nasazování sklerálních kontaktních čoček.

Návod k použití

Před prvním použitím očistěte nástroj 70% izopropylalkoholem a nechte na vzduchu uschnout.

Vyjmutí – Přisavku (menší konec) nástroje DMV Versa navlhčete fyziologickým roztokem, zaveďte ji do oka a umístěte na přední stranu sklerální kontaktní čočky v blízkosti okraje. Čočku pomalu vytahujte z oka. Touto činností uvolníte přilnavost čoček a čočka se z oka uvolní. Po vyjmutí opatrně odsuňte kontaktní čočku stranou mimo přísavku

Nasazení – Na velký konec nástroje Versa, kde čočka snadno přilne, umístěte vlhkou sklerální čočku. Oční víčka držte otevřená druhou rukou a sklerální kontaktní čočku umístěte do oka. Jakmile čočka k oku přilne, nástroj DMV Versa odstraňte. Žebra na přísavce jsou navržena k tomu, aby zajistila zvýšený povrch pro čočky, na kterém spočívají, a brání čočkám v přilnutí k nástroji Versa. K navádění použijte zrcátko.

Postupujte podle pokynů specialisty pro nasazování kontaktních čoček / očního lékaře.

Čištění

Pokaždé po použití nástroje jej vyčistěte 70% isopropylalkoholem a nechte na vzduchu vyschnout. Po vyschnutí skladujte nástroj v jeho obalu. Naplánujte jeho výměnu každých šest měsíců.

Bezpečnostní opatření: Pokud by náhodně došlo k přilnutí nástroje k oku malým koncem (přisavka), přesuňte jej do koutku oka a vyjměte otočením. Pokud by došlo k náhodnému přilnutí velkého konce (klidová podložka) nástroje DMV Versa, stačí jej vyjmout z oka, protože na tomto konci nedochází k přísání.

Upozornění: Chraňte tento výrobek před kapalinami, jako jsou krém na ruce, vlasové gely, odstraňovač laku na nehty a silná oxidační činidla.

Upozornění: Nebezpečí udušení. Uchovávejte tento a všechny ostatní zdravotnické prostředky mimo dosah malých dětí. Používání tohoto výrobku u nemocných či poraněných očí se nedoporučuje. Pokud zaznamenáte podráždění oka, neobvyklé zhoršení vidění nebo bolest, obraťte se na svého očního lékaře.

Upozornění: I když u tohoto výrobku nebyly prokázány žádné alergické obtíže, upozorňujeme, že obsahuje suchý přírodní kaučuk. Neobsahuje kapalný latex, což je známý alergen.

NEPOUŽÍVEJTE nástroj DMV Versa k vyjímání MĚKKÝCH nebo hybridních kontaktních čoček.

Pokud by u vás došlo jakékoliv závažné příhodě v souvislosti s tímto nástrojem, ohlaste to výrobci. Pokud máte trvalý pobyt v EU, ohlaste příhodu příslušnému orgánu členského státu, v němž sídlíte.

Tento výrobek umožňuje osobám nosícím kontaktní čočky nasazení a/nebo vyjmutí jejich kontaktních čoček v rámci jejich použití k zamýšlenému účelu. Proto se tento výrobek považuje za zdravotnický prostředek.

Likvidace odpadu

Společnost DMV Corporation doporučuje, aby její výrobky byly po použití likvidovány v souladu s místními předpisy platnými v době likvidace.



Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem



Chraňte před přímým slunečním světlem



Dovozce



Neuchovávejte při teplotě nad 105 °C/220 °F



Jeden pacient – vícenásobné použití



Výrobce



Přečtěte si návod k použití dmvcorp.com



Datum výroby



Země výroby

Zplnomocněný zástupce



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK

