



deu

DMV Versa™



Remover end



Inserter end

Zum Auf- und Absetzen von Skleral Kontaktlinsen

Verwendungszweck

DMV Versa eignet sich zum Auf- und Absetzen von Skleral-Kontaktlinsen

Gebrauchsanweisung

 Reinigen Sie den DMV Versa vor dem ersten Gebrauch mit 70% Isopropyl-Alkohol und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.


ABSETZEN - Benetzen Sie die Saugfläche (schmales Ende) des DMV Versa mit Kochsalzlösung und führen ihn an das Auge. Platzieren Sie den DMV Versa auf der Skleral-Kontaktlinse seitlich nahe am Linsenrand. Lösen Sie die am Auge haftende Skleral-Kontaktlinse, indem Sie vorsichtig am Sauger ziehen bis sich die Skleral-Linse löst. Nun können Sie diese vom Auge nehmen. Um die Skleral-Kontaktlinse vom Sauger zu nehmen, ziehen sie die Skleral-Kontaktlinse seitlich vom Sauger.


AUFSETZEN - Setzen Sie die benetzte Kontaktlinse in die flache Mulde am dickeren Ende des DMV Versa. Die benetzte Kontaktlinse wird dort leicht haften. Halten Sie mit der anderen Hand das Auge weit geöffnet, führen Sie den DMV Versa mit der Kontaktlinse zum Auge und platzieren Sie die Skleral-Kontaktlinse am Auge. Sobald die Linse am Auge haftet, führen Sie den DMV Versa vom Auge weg. Die Rippen in der kleinen Schale am dickeren Ende sind so konstruiert, dass die Linse auf einer erhöhten Oberfläche ruht und verhindert, dass die Linse am DMV Versa stark haftet.


Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Kontaktlinsenspezialisten oder Augenarztes.

Reinigung

Reinigen Sie den DMV Versa nach jedem Gebrauch mit 70% Isopropyl-Alkohol und lassen Sie ihn an der Luft trocknen. Planen Sie einen Austausch nach 6 Monaten.

 **Vorsichtsmassnahme:** Falls der DMV Versa mit dem kleineren (saugenden) Ende versehentlich die Augenoberfläche berührt und dort haftet, schieben Sie den Sauger seitlich zum Augenwinkel und nehmen sie ihn in mit einer leichten Drehbewegung ab. Wenn Sie versehentlich mit dem grösseren Ende des DMV Versa die Augenoberfläche berühren, führen sie ihn lediglich langsam wieder vom Auge weg. Aufgrund der Rippen in der Schale hat dieses Ende keine saugende Wirkung.

 **Achtung:** Halten Sie dieses Produkt fern von Handcreme, Haargel, Nagellack-Entferner und stark oxidierenden Mitteln.

 **Achtung:** Erstickungsgefahr! Halten Sie dieses und alle anderen Medizinprodukte von kleinen Kindern fern. Es wird nicht empfohlen, dieses Produkt bei erkrankten oder verletzten Augen zu verwenden. Wenn Sie ein gerötetes Auge haben oder ungewöhnlich schlecht sehen oder Schmerzen haben, suchen Sie Ihren Kontaktlinsenspezialisten oder Augenarzt auf.

 **Achtung:** Obwohl kein Hinweis auf Allergien vorliegt, macht DMV Corporation darauf aufmerksam, dass dieses **Produkt aus trockenem Naturkautschuk gefertigt** wird. Das **Material enthält jedoch kein flüssiges Latex**, das als Allergen bekannt ist.

 **Verwenden Sie DMV Versa nicht für Weiche oder Hybrid Kontaktlinsen.**

Für den Fall, dass Sie einen ernsten Vorfall in Verbindung mit diesem Produkt erleben, melden Sie dies dem Hersteller. Falls Sie in der EU wohnen, melden Sie den Vorfall, der zuständigen Behörde Ihres Mitgliedstaates.

Mit diesem Produkt können Kontaktlinsenträger ihre Kontaktlinsen einsetzen und/oder entfernen, um sie entsprechend ihrem Verwendungszweck zu benutzen. Deshalb wird es als Medizinprodukt betrachtet.

Entsorgung

DMV Corporation empfiehlt, gebrauchte DMV-Produkte gemäß den zum Zeitpunkt der Entsorgung geltenden örtlichen Vorschriften zu entsorgen.



Dieses Produkt ist ein Medizinprodukt



Vor direkter Sonne schützen



Importeur



Nicht über 105°C aufbewahren



Einzelner Patient - mehrfach anwendbar



Hersteller



Gebrauchsanweisung beachten
dmvcorp.com



Herstellungsdatum



Herstellungsland



Bevollmächtigter Vertreter



EU
Bilosa Handels GmbH
Haller Strasse 109
6020 Innsbruck, Austria



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



Switzerland
Prolens AG, Josefstrasse 53
CH-8005, Zürich, Switzerland



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
CH-6302 Zug, Switzerland



UK
IGO Optical Ltd
The Granary, Manor Park, Warkworth
Banbury OX17 2AG, UK



Emergo Consulting (UK)
Limited c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ, UK



DMV Corporation
1024 Military Road
Zanesville, Ohio 43701 - USA

